

 Ortopedska bolnišnica Valdoltra	<b>NAVODILO ZUNANJIM NAROČNIKOM ZA ODVZEM SKLEPNIH PUNKTATOV</b>	DN 510-077
		Verzija: 2
		Stran: 1/1

**Biološki material – Punktat sklepa:** sinovijalna tekočina – naravni sklep ali kolekcija ob sklepni protezi.

#### **1. SPREJEM VZORCA V LABORATORIJU OB VALDOLTRA**

- PONEDELJEK-PETEK: **do 14. ure.**
- SOBOTE, NEDELJE, PRAZNIKI: **do 9. ure.**
- Vzorec je za analizo primeren, če je transport < 2 h na 22-25°C oz. najkasneje v roku 24 h po odvzemu. Pri odloženem transportu hraniti vzorec v hladilniku pri T 2-8 °C.

#### **2. ODVZEM VZORCA: KRISTALI, CITOLOŠKA ANALIZA:**

- **Epruveta z vijoličnim zamaškom z antikoagulantom K<sub>2</sub>EDTA.**
- Punktat iz aspiracijske brizge prenesemo v epruveto, zapremo in takoj premešamo s prevračanjem, da ne koagulira.
- Nalepimo nalepko s podatki o pacientu.
- Na nalepko napišemo: »punktat«.

#### **3. NAROČILO PREISKAVE:**

- Naročilnico laboratorijskih preiskav za zunanje naročnike (OBR 510-026) (dobite na spletni strani OBV-dejavnosti). Zelene napotnice ZZV niso primerne.
- Nalepiti nalepko s podatki o pacientu, izpolniti z ostalimi podatki (naročnik, datum in ura odvzema). Napisati vrsto punktata in mesto odvzema (na primer: D-koleno, oz. TPG-sin, če gre za protezo, ker se citološke vrednosti med naravnim sklepom in sklepom s protezo razlikujejo).
- Za nujne primere navesti kontaktno številko za sporočanje rezultatov.

#### **4. TRANSPORT VZORCA**

- Odvzet vzorec vstavimo v zaščitno kuverto in priložimo naročilnico.
- Priporočljivo je, da prispe vzorec punktata čim prej v laboratorij, znotraj 24 ur. Pošiljanje po pošti ni priporočljivo.
- Do transporta hraniti vzorec v hladilniku. Transport pri sobni temperaturi.
- Kristali v punktatu so lahko vidni tudi 3. dan po odvzemu, vendar so slabše prepoznavni; problematična je citološka analiza zaradi možnega razpada celic.

#### **5. IZVID**

- Rezultati bodo končani isti dan, ob upoštevanju urnika sprejema vzorca.
- Izvid dobite po pošti.
- Nujne rezultate sporočimo po telefonu, če je tako označeno na naročilnici.

Velja od	Predlagal	Pregledal	Sprejel
25.07.2022	<b>Vodja laboratorija</b> Dunja Terčič	<b>Pom. dir. za kakovost</b> <b>po pooblastilu</b> Lilijana Vouk Grbac	<b>Vodja laboratorija</b> Dunja Terčič